

Riktlinjer för hantering av medicintekniska produkter

Undersökningsutrustning / behandlingshjälpmedel

Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som beskrivs i överenskommelsen "*Ansvarsfördelning medicintekniska produkter m.m. mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län*"

I ansvarsfördelningen mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län framgår att det för medicintekniska produkter (MTP) finns särskilda krav på kvalitetssystem och lokala instruktioner. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård (HSLF-FS 2021:52) ställs krav på vårdgivaren. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för användningen och hanteringen av medicintekniska produkter som fortlöpande följs upp, utvecklas och säkras. Medicinskt ansvariga har ett övergripande ansvar för medicintekniska produkter på uppdrag av vårdgivaren. Riktlinjen revideras av medicinskt ansvariga vid större förändring i lagstiftningen, i länsöverenskommelsen eller lokala förändringar. Översyn av riktlinjen senast våren 2025.

Bilagor:

Arbetsuppgifter för apparatansvarig gällande undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel

Förteckning över medicintekniska produkter – undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel

Egenkontroll av medicintekniska produkter – undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel

MTP Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel

Produkt	Verksamhet	Anskaffning	Förskrivning	Användning/utbildning	Underhåll	Omdisponering/ utrangering
Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma	Anger var produkterna finns	Ansvarig: Inköpsansvarig/ Utsedd ansvarig Lokal rutin för inköp kan finnas		Ansvarig Enhetschef och sjuksköterska	Ansvarig: Sjuksköterska, omvårdnadspersonal eller annan ansvarig	Ansvar: Sjuksköterska/Utsedd ansvarig
Blodsockermätare	Särskilt boende/hemsjukvården (Innefattar även LSS).	På varje enhet bör man sträva efter att använda samma typ av blodsockermätare. Beställs enligt lokal rutin.	I ordinarie boende ska diabetikern ha sin egen blodsockermätare.	Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. Används av personal med reell kompetens, sjuksköterska instruerar.	Underhåll och rengöring enligt bruksanvisning.	Uttjänt blodsockermätare kasseras.
Blodtrycksmätare	Särskilt boende/hemsjukvården (Innefattar även LSS).	Förslag inköp från Henry Eriksson AB Bilaga 1		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. Används av personal med reell kompetens, sjuksköterska instruerar.	Funktionskontroll årligen med kontrollmanometer. Rengöring vid behov.	Uttjänt blodtrycksmätare kasseras.
Kontrollmanometer för blodtrycksmätare	Ska finnas minst en i varje kommun Plats enligt lokal beskrivning.	Förslag inköp från Henry Eriksson AB Bilaga 1		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. av apparatansvarig.	Funktionskontroll vart annat år.	Uttjänt manometer kasseras enligt anvisning.
Diskdesinfektor		Enligt upphandlingsförfarande. Kontakt tas med hygienköterska.		Användning enligt tillverkaren, utbildning av tillverkaren.	Akut och förebyggande underhåll en gång per år av tekniker enligt lokal rutin	Uttjänt diskdesinfektor kasseras.

Produkt	Verksamhet	Anskaffning	Förskrivning	Användning/utbildning	Underhåll	Omdisponering/ utrangering
	Anger var produkterna finns	Ansvarig: Inköpsansvarig/ Utsedd ansvarig		Ansvarig: Enhetschef och sjuksköterska	Ansvarig: Sjuksköterska, omvårdnadspersonal eller annan ansvarig	Ansvar: Sjuksköterska/Ut- sedd ansvarig
Spoldesinfektor		Enligt upphandlingsförfarande. Kontakt tas med hygiensköterska.		Användning enligt tillverkaren, utbildning av tillverkaren.	Akut och förebyggande underhåll en gång per år av tekniker via avtal med tillverkaren eller enligt lokal rutin.	Uttjänt spoldesinfektor kasseras.
Droppställningar	Ska finnas inom kommunal vård, enl. länsöverenskommelse	Bekostas av verksamheten.		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Rengöring av hjul som håll fria från skräp.	Uttjänt droppställning kasseras.
Otoskop		Bilaga 1		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Underhåll enligt tillverkarens bruksanvisning.	Uttjänt otoskåp kasseras.
Stetoskop	Särskilt boende/hemsjukvården (Innefattar även LSS).	Bilaga 1		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Öronoliver rengörs vid behov.	Uttjänt stetoskop kasseras.
Saturationsmätare				Användning enligt tillverkarens bruksanvisning	Batteri byts vid behov	Uttjänt kasseras

Produkt	Verksamhet	Anskaffning	Förskrivning	Användning/utbildning	Underhåll	Omdisponering/ utrangering
	Anger var produkterna finns	Ansvarig: Inköpsansvarig/Utsedd ansvarig		Ansvarig: Enhetschef och sjuksköterska	Ansvarig: Sjuksköterska, omvårdnadspersonal eller annan ansvarig	Ansvar: Sjuksköterska/Utседd ansvarig
Inkontinensprodukter			Förskrivs av sjuksköterska med adekvat utbildning utifrån individuell bedömning			
Sug	Särskilt boende, ej LSS boende.			Används enligt tillverkarens bruksanvisning.	Underhåll 1 gång per år enligt tillverkarens bruksanvisning.	Uttjänt sug kasseras.
Termometer digital	Särskilt boende/hemsjukvården (Innefattar även LSS).	Bilaga 1		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning. Dokumentation ska göras om vilken mätmetod som används.	Batteri byts vid behov.	Uttjänt termometer kasseras.
Våg, sittvåg		Corina Medical		Användning enligt tillverkarens bruksanvisning.	Kontroll av våg, sker med hjälp av kontrollerade vikter.	Uttjänt sittvåg kasseras.
Bladderscan <i>Finns i vissa kommuner, borde finnas minst en i varje kommun</i>		Inte krav (Lånas ofta från lokal vårdcentral)			Kalibreras enligt tillverkarens bruksanvisning	

